

# WORKFLOW CHIRURGIA GUIDATA JD

JDentalCare ti accompagna lungo tutto il percorso e mette a tua disposizione l'esperienza e le capacità del JDLab, un laboratorio di ultima generazione a cui potrai rivolgerti

1

## IL CLINICO INVIA A JDLAB:

- TAC in formato DICOM
- Duplicato ceratura diagnostica
- Modelli
- Prescrizione Medica
- Evobite

2

## IL JDLAB PREPARA:

- Scansione dei Modelli con Evobite
- Progettazione con software
- Realizzazione della mascherina chirurgica

3

## IL JDLAB INVIA AL CLINICO:

- TAC in formato DICOM
- Duplicato ceratura diagnostica
- Modelli
- Prescrizione Medica
- Evobite
- +
- **Mascherina chirurgica**
- **Indice di masticazione**
- **Modello 3D stampato**
- **Sintesi della progettazione**

