

IDENTIFICAZIONE DEI CODICI UDI SULLE ETICHETTE JDENTALCARE

L'**UDI** è un sistema usato per identificare e marcare i dispositivi medici lungo la supply chain sanitaria, in particolare nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.

Il suo scopo è:

- Garantire la sicurezza dei pazienti a livello globale.
- Assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità dei dispositivi medici.
- Ottimizzare i processi di cura con l'uso di standard globali.

Il codice **UDI** è costituito da due parti:

- La prima, chiamata **UDI-DI**, è un valore fisso che identifica il dispositivo medico. Ogni **UDI-DI** identifica univocamente un singolo REF e costituisce la prima riga del codice **UDI**.
- La seconda, definita **UDI-PI**, rappresenta le informazioni variabili di produzione utili alla tracciabilità e rintracciabilità del dispositivo medico.


L'**UDI-PI** può essere costituito da un numero variabile di indicatori a seconda dell'applicabilità (la data di scadenza, per esempio, non sarà mai presente nei dispositivi commercializzati Non-Sterili)

Ogni parte del codice **UDI** è identificata da un Application Identifier (AI).

Gli Application Identifier (AI) sono degli identificatori codificati nel simbolo prima delle informazioni, per descriverne il significato e il formato, secondo quanto previsto dallo standard GS1.

La presenza di questi attributi permette di raccogliere, al momento della scansione, molti più dati relativi all'oggetto a cui il DataMatrix è applicato ed eventualmente dettagliarne maggiormente l'identificazione, con l'uso degli Application Identifier (AI).

Gli AI utilizzati nelle etichette JDentalCare sono:

- (01) Global Trade Item Number (GTIN)*
 - (10) Numero di Lotto
 - (11) Data di Produzione (YYMMDD)
 - (17) Data di Scadenza (YYMMDD)
- 

* Global Trade Item Number (GTIN) è un insieme di identificatori di prodotto per lo scambio di merci sviluppati da GS1. Questi identificatori sono utilizzati per identificare in modo univoco ed universale un determinato prodotto in un database, che può appartenere a un rivenditore, ente produttore, collezionista, ricercatore, o di altro tipo.



J Dental Care Srl
Sede Legale e Operativa:
Via Dino Campana 2,
41123, Modena (MO), Italy (IT)
Tel +39 059 454255 - Fax +39 059 450045
C.F. e P.IVA 03071260362
N° REA MO-0355630

JDentalCare applica i codici UDI sulle etichette di tutti i dispositivi, si evidenziano sotto le aree delle etichette dove sono riportati:

IMPIANTI DENTALI

UDI (01)08055510170080 (10)01042316023 (11)231117 (17)281117	Dental Implant Ø 3.7 mm L 11.5 mm Material Ti Gr.4 w/ Cover Screw		JD EVOLUTION[®] plus
STERILE P.	REF EV37115:		
 	LOT 01-04-23-16023		
ifu.jdentalcare.com	2023-11-17	0123 Rx Only	
EVBOX04 Rev.06 2023-04-26	Use by 2028-11-17		

ABUTMENT E COMPONENTI

Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0	
REF EVNSA5020C:	
LOT 02-15-22-75123U	
(01)08055510170523 (10)02152275123U	
2024-01	1.27
Non Sterile Rx Only	Do Not Reuse
Attention, see IFU	0123
ifu.jdentalcare.com	Rev.04 2021/10/01