

Workflow Chirurgia GUIDATA



IL CLIENTE INVIA AL MILLING CENTER:

- TAC in formato DICOM
- Duplicato ceratura diagnostica
- Modelli
- Prescrizione Medica
- Evobite



IL MILLING CENTER PREPARA:

- Scansione dei Modelli con Evobite
- Progettazione con software
- Realizzazione della mascherina chirurgica
- Eventuale Provvisorio a carico immediato



IL CLIENTE RICEVE IL LAVORO FINITO:

- TAC in formato DICOM
- Duplicato ceratura diagnostica
- Modelli
- Prescrizione Medica
- Evobite
- +
- Mascherina chirurgica
- Indice di masticazione
- Modello 3D stampato
- Sintesi della progettazione
- Eventuale Provvisorio a carico immediato