

Workflow Soluzioni Protesiche



IL CLIENTE INVIA AL MILLING CENTER:

- **File .STL in cartella .zip / impronta analogica**
(nel caso dell'impronta analogica, prenotare il ritiro del materiale a jdlab@jdentalcare.com o su WhatsApp al +39 333 180 9487)



IL MILLING CENTER PREPARA:

- **Registrazione del caso**
- **Progettazione CAD secondo le indicazioni cliniche**
(Se il file è già progettato: viene validato e inviato direttamente in produzione per la realizzazione del semilavorato.)



IL CLIENTE APPROVA IL PROGETTO:



IL MILLING CENTER PREPARA:

- **Produzione e finalizzazione su Zirconia o Composito**
- **Produzione del semilavorato non finito**



IL CLIENTE RICEVE IL LAVORO FINITO

Nei full arch su impianti è prevista una prova Jig (inclusa nel prezzo) di passivazione, estetica e finalizzazione